

Anti-Vash1 폴리클론항체 For Wb, Elisa - Q7L8A9

품목 번호: CM0024932



소개

인간 VASH1(튜불리닐-티로신 카르복시펩티다제 1)을 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 마우스와 교차반응; 혈관신생 및 미세소관 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	VASH1 Rabbit pAb
비고/별칭	TTCP 1; KIAA1036; VASH1
종	인간
유전자 ID (인간)	22846
유전자 ID	22846
면역원	인간 VASH1 (NP_055724.1)의 아미노산 1-365 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원산지	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q7L8A9
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스백