


Wb, Elisa용 Anti-Vasp 토끼 단일클론 항체 - P50552

품목 번호: CM0011846



소개

인간 VASP에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 액틴 동역학, 혈소판 활성화 및 세포 이동 연구에 적합합니다. 40 kDa 단백질을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	VASP 토끼 mAb
비고/별칭	VASP; 혈관확장제 자극 인산화단백질
종	인간
유전자 ID(인간)	7408
면역원	인간 VASP(P50552)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P50552
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스팩