


## Wb, Elisa용 항-Vasp 토끼 다클론 항체 - P50552

품목 번호: CM0016310



### 소개

VASP 토끼 pAb는 WB 및 ELISA에서 검증된 다클론 항체로, 인간 혈관확장제 자극 인단백질을 특이적으로 검출합니다. 세포골격 역학 및 혈소판 활성화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터       | 사양                                                                     |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| 제품명        | VASP 토끼 pAb                                                            |
| 비고/별칭      | VASP                                                                   |
| 종          | 인간                                                                     |
| 유전자ID (인간) | 7408                                                                   |
| 유전자ID      | 7408                                                                   |
| 면역원        | 합성 펩타이드; 인간 VASP (NP_003361.1)의 아미노산 150-250 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다. |
| 원천         | 토끼                                                                     |
| 카테고리       | 다클론 항체                                                                 |
| 적용분야       | WB, ELISA                                                              |
| 교차반응성      | 인간                                                                     |
| SWISS      | P50552                                                                 |
| 단백질 분자량    | 40kDa                                                                  |
| 배송방식       | 아이스백                                                                   |