


Anti-Vasp Rabbit Polyclonal Antibody - P50552

품목 번호: CM0015398



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 고품질 anti-VASP 토끼 폴리클론항체. 인간, 마우스, 래트 VASP 검출. 세포 이동, 부착 및 혈소판 활성화 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	VASP Rabbit pAb
비고/별칭	VASP
종	인간
GeneID (인간)	7408
GeneID	7408
면역원	인간 VASP (NP_003361.1)의 아미노산 100-200에 해당하는 합성 펩타이드
원료	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P50552
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스백