


## Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Vav2 토끼 단일클론 항체 - P52735

품목 번호: CM0009880



### 소개

인간 VAV2(P52735)를 표적으로 하는 고품질 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯, 면역조직화학(파라핀), ELISA에 대해 검증되었습니다. 혈관신생 연구, 세포 이동 분석 및 혈관 생물학 연구를 위해 설계되었으며, 마우스와 교차 반응합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수    | 값                                                          |
|---------|------------------------------------------------------------|
| 제품명     | VAV2 토끼 mAb                                                |
| 비고/별칭   | VAV-2; VAV2                                                |
| 종       | 인간                                                         |
| GeneID  | 7410                                                       |
| 면역원     | 합성 펩타이드 인간 VAV2(P52735)의 아미노산 100-200번 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드. |
| 유래 동물   | 토끼                                                         |
| 분류      | 단일클론 항체                                                    |
| 적용 분야   | WB, IHC-P, ELISA                                           |
| 교차 반응성  | 인간, 마우스                                                    |
| SWISS   | P52735                                                     |
| 단백질 분자량 | 101 kDa                                                    |
| 배송      | 아이스팩                                                       |