


Wb 및 Elisa용 항-Vav2 토끼 다클론 항체 - P52735

품목 번호: CM0022333



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 항-VAV2 토끼 다클론 항체로, 사람, 마우스, 쥐와 교차 반응합니다. VAV2는 혈관신생에 관여하는 Rho GEF입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] VAV2 토끼 pAb
비고/별칭	VAV-2; V2
종	사람
GeneID (사람)	7410
GeneID	7410
면역원	재조합 단백질: 사람 VAV2(NP_001127870.1)의 아미노산 570-700에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐
SWISS	P52735
단백질 분자량	101kDa
배송 방법	아이스백