


Wb, Elisa용 항-Vav2 토끼 다클론 항체 - P52735

품목 번호: CM0027600



소개

사람, 생쥐, 쥐 VAV2를 인식하는 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증된 VAV2 토끼 다클론 항체입니다. 고품질 항체로 혈관신생과 Rho GTPase 신호전달을 연구하세요.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	VAV2 토끼 pAb
비고/별칭	VAV-2; VAV2
종	사람
유전자ID (사람)	7410
유전자ID	7410
면역원	사람 VAV2의 아미노산 570-700에 상응하는 재조합 단백질 (NP_001127870.1)
생산기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	P52735
단백질 분자량	101kDa
배송 방식	아이스 팩