


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Vav3 폴리클로널 항체 - Q9Ukw4

품목 번호: CM0016604



소개

VAV3에 대한 토끼 폴리클로널 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 인간 및 마우스 VAV3를 인식합니다. 혈관생성, 인테그린 신호 전달 및 세포골격 조직 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

제품명	VAV3 Rabbit pAb
비고/별칭	VAV3
종(Species)	Human
GeneID (인간)	10451
GeneID	10451
면역원(Immunogen)	인간 VAV3 (NP_006104.4)의 아미노산 560-680에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로널 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	Q9UKW4
단백질 분자량	98kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)