

Fc용 Anti-Vcam-1/Cd106 단클론 항체 - P29533

품목 번호: CM0012405

소개

마우스 VCAM-1 (CD106)을 표적으로 하는 결합 토끼 단클론 항체로, 유세포 분석(FC)에 대해 검증되었습니다. 면역 감시, 염증 및 골수 연구에서 내피 세포 VCAM-1 발현 분석에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse VCAM-1/CD106 mAb
비고/별칭	CD106; Vcam-1
종(Species)	마우스 (Mouse)
GeneID (인간)	7412
GeneID	22329
면역원(Immunogen)	마우스 VCAM-1/CD106 (NP_035823.3)의 아미노산 25-310에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스 (Mouse)
SWISS	P29533
단백질 분자량	38kDa/81kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)