

Wb, Elisa용 Anti-Vcam-1/Cd106 토끼 다클론 항체 - P29533

품목 번호: CM0019219

소개

WB 및 ELISA 응용을 위한 마우스 CD106/VCAM-1에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 마우스에 특이적이며, 내피세포 부착, 백혈구 이동 및 염증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD106 토끼 pAb
비고/별칭	CD106; Vcam-1
종	마우스
유전자 ID	22329
면역원	재조합 단백질 마우스 CD106의 아미노산 25~310에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. (NP_035823.3)
항체 유래	토끼
분류	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P29533
단백질 분자량	81kDa
배송	아이스팩