

Anti-Vcam1 (Cd106/Incam-100) 폴리클론항체 For Wb, If-P, Elisa - P19320

품목 번호: CM0013821



소개

VCAM1 토끼 폴리클론항체는 WB, IF-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스 VCAM1과 반응합니다. 백혈구 부착, 염증 및 면역 감시 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	VCAM1 Rabbit pAb
비고/별칭	CD106; INCAM-100; VCAM1
종	인간
GeneID (Human)	7412
면역원	인간 VCAM1 (NP_001069.1)의 아미노산 300-400에 해당하는 서열의 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P19320
단백질 분자량	81kDa
배송	아이스백