

웨스턴 블롯(Wb), 면역형광(If-P), 면역조직화학(Ihc-P), Elisa용 Anti-Vcam1 Rabbit Polymab® - P19320 / P29533

품목 번호: CM0002985



소개

인간, 마우스, 래트에서 웨스턴 블롯(WB), 면역형광(IF-P), 면역조직화학(IHC-P), ELISA에 대해 검증된 VCAM1 Rabbit PolymAb®. 내피-백혈구 접착 및 염증성 신호 전달 경로 연구를 지원합니다. - P19320 / P29533

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	VCAM1 Rabbit PolymAb®
비고/별칭	CD106; INCAM-100
종 특이성	인간/마우스
GeneID (인간)	7412
GeneID	7412/22329
면역원	합성 펩타이드 인간 VCAM1(P19320)의 아미노산 640-739에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	모노클로날 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P19320/P29533
단백질 분자량	38kDa/71kDa/74kDa/81kDa
배송	아이스백