


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Vcp 토끼 단클론 항체 - P55072

품목 번호: CM0003286



소개

WB, IF/ICC, ELISA에서 검증된 고품질 토끼 단클론 인간 VCP(p97) 항체입니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. ERAD, 골지 다이내믹스, DNA 수리 및 자가포식 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	VCP 토끼 mAb
비고/별칭	p97; TERA; CDC48; FTDALS6; VCP
종	인간
유전자 ID (인간)	7415
유전자 ID	7415
면역원	인간 VCP(P55072)의 아미노산 1-100번 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P55072
단백질 분자량	89kDa
배송 방식	아이스백