


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Vcp 토끼 다클론 항체 - P55072

품목 번호: CM0018546



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 사용되는 인간 VCP/p97(TERA)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. ERAD, 자가포식 및 DNA 복구 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	VCP 토끼 pAb
비고/별칭	p97; TERA; CDC48; FTDALS6; VCP
종	인간
GeneID (인간)	7415
GeneID	7415
면역원	인간 VCP(NP_009057.1)의 아미노산 647-806에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
숙주	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P55072
단백질 분자량	89kDa
배송	아이스팩