

Anti-Vdac1 폴리클로날 항체 (Kd 검증) - Wb, Elisa용 - P21796

품목 번호: CM0024568



소개

KD 검증된 VDAC1(전압 의존성 음이온 채널 1)을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, 사람, 마우스, 랫트 반응성을 가지며 WB 및 ELISA에 적합합니다. 미토콘드리아 운송 및 세포자멸사 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KD 검증] VDAC1 토끼 pAb
비고/별칭	PORIN; VDAC-1; [KD 검증] VDAC1
종(Species)	사람(Human)
GeneID (human)	7416
면역원(Immunogen)	사람 VDAC1 (NP_003365.1)의 아미노산 1-283에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P21796
단백질 분자량	31kDa
배송(Shipping)	아이스백