

Anti-Vdac1 / Porin 폴리클론항체 For Wb, Ihc-P, Elisa - P21796

품목 번호: CM0020750



소개

VDAC1/Porin 토끼 폴리클론항체는 웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA에 사용됩니다. 인간, 마우스, 랫트 VDAC1을 검출합니다. 미토콘드리아 이온 수송, 세포자멸사 및 세포 부피 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	VDAC1 / Porin Rabbit pAb
비고/별칭	PORIN; VDAC-1; VDAC1 / Porin
종 특이성	인간
GeneID (Human)	7416
GeneID	7416
면역원	인간 VDAC1/Porin (NP_003365.1)의 아미노산 1-283 서열에 해당하는 재조합 퓨전 단백질
항체원	토끼
분류	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P21796
단백질 분자량	31kDa
배송 조건	아이스백