

Anti-Vdac1 / Porin 폴리클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa 용) - P21796

품목 번호: CM0012835



소개

인간 VDAC1/Porin에 대한 토끼 폴리클론 항체로, 웨스턴 블롯, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 샘플과 반응합니다. 미토콘드리아 및 세포자멸사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	VDAC1 / Porin Rabbit pAb
비고/별칭	PORIN; VDAC-1; VDAC1 / Porin
종	인간
유전자 ID (인간)	7416
면역원	인간 VDAC1 / Porin (NP_003365.1)의 아미노산 1-283에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P21796
단백질 분자량	31 kDa
배송	아이스백