

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항Vdac1 토끼 단클론 항체 - P21796

품목 번호: CM0003743



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA 응용 분야에서 검증된 VDAC1 토끼 단클론 항체로, 인간, 마우스, 래트와 교차 반응성이 있습니다. 세포자살 및 대사물질 수송에 관여하는 미토콘드리아 전압개폐 이온 채널을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	VDAC1 토끼 단클론 항체
비고/별칭	PORIN; VDAC-1; VDAC1
종	인간
유전자ID (인간)	7416
유전자ID	7416
면역원	합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P21796
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스백