

Wb, Elisa용 항Vdac2 다클론 항체 - P45880

품목 번호: CM0023640



소개

인간 VDAC2(포린 2)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 미토콘드리아 외막 이온 채널 및 세포사멸 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	VDAC2 토끼 pAb
비고/별칭	POR; VDAC2
종	인간
유전자ID (인간)	7417
유전자ID	7417
면역원	인간 VDAC2 (NP_001171712.1)의 아미노산 1-309에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P45880
단백질 분자량	32kDa
배송 방법	아이스 팩