

웨스턴 블롯, IHC-P, Elisa용 Anti-Vdac2 Rabbit Monoclonal Antibody - P45880

품목 번호: CM0003492



소개

인간 VDAC2에 대한 Rabbit monoclonal antibody로, 웨스턴 블롯, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 내인성 VDAC2를 검출합니다. 미토콘드리아 및 세포사멸 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	VDAC2 Rabbit mAb
비고/별칭	POR; VDAC2
종	인간
GeneID (Human)	7417
GeneID	7417
면역원	인간 VDAC2의 아미노산 1-100에 해당하는 합성 펩타이드 (NP_003366.2)
원천	래빗
분류	모노클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P45880
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스백