

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항Vdac2 토끼 다클론 항체 - P45880

품목 번호: CM0024368



소개

VDAC2 토끼 pAb는 사람, 마우스, 래트에서 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 다클론 항체입니다. 이온 수송 및 세포사멸에 관여하는 미토콘드리아 외막 포린인 비선택성 전압개폐 이온통로 VDAC2를 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	VDAC2 토끼 pAb
비고/별칭	POR; VDAC2
종	사람
GeneID (사람)	7417
GeneID	7417
면역원	합성 펩티드 사람 VDAC2 (NP_003366.2)의 아미노산 1-100 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩티드.
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	P45880
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스백