

Anti-Vdac3 (Kd 검증됨) Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 단클론 항체 - Q9Y277

품목 번호: CM0012691

소개

VDAC3 토끼 단클론 항체 (KD 검증됨)로 WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA에 사용합니다. 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. 운반 및 남성 생식 능력과 관련된 미토콘드리아 외막 이온 채널을 표적합니다. SWISS: Q9Y277.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증됨] VDAC3 Rabbit mAb
비고/별칭	VDAC-3; HD-VDAC3
종	Human
Gene ID (Human)	7419
면역원	인간 VDAC3 (NP_005653.3)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	Rabbit
카테고리	단클론 항체
응용	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q9Y277
단백질 크기	31kDa
배송	아이스 팩