

Anti-Vdac3 토끼 다클로날 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용) - Q9Y277

품목 번호: CM0015611

소개

웨스턴 블롯(Western blot), IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 토끼 항-VDAC3 다클로날 항체입니다. 인간 및 마우스 VDAC3를 검출하며, 미토콘드리아 기능 및 이온 채널 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	VDAC3 Rabbit pAb
비고/별칭	VDAC-3; HD-VDAC3; VDAC3
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	7419
GeneID	7419
면역원(Immunogen)	인간 VDAC3 (NP_005653.3)의 아미노산 1-283 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q9Y277
단백질 분자량(Protein Weight)	31kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)