


Wb, Ip, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa용 항-Vdr 토끼 단클론 항체 - P11473

품목 번호: CM0004245



소개

WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA에서 검증된 VDR 토끼 단클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 비타민 D3 수용체(~48kDa)를 검출합니다. 칼슘 항상성, 전사 조절 및 담즙산 신호 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	VDR 토끼 mAb
비고/별칭	NR1H1; PPP1R163; VDR
종	인간
유전자ID	7421
면역원	합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P11473
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스백