


Wb, If/Icc, Elisa용 항Vdr 토끼 다클론 항체 - P11473

품목 번호: CM0021551



소개

인간 VDR(비타민 D3 수용체)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 비타민 D3 매개 전사 및 칼슘 항상성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	VDR 토끼 pAb
비고/별칭	NR1H3; PPP1R163; VDR
종	인간
GeneID	7421
면역원	합성 펩티드 인간 VDR (NP_000367.1)의 아미노산 1-100 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P11473
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스백