

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Ve Cadherin 폴리클론항체 - P33151

품목 번호: CM0015601

소개

WB, IHC-P, ELISA 적용을 위한 인간 VE-cadherin(CDH5, CD144)을 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클론항체입니다. 인간 및 마우스 VE-cadherin을 검출하며, 내피 세포 및 혈관 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	VE Cadherin Rabbit pAb
비고/별칭	7B4; CD144; VE Cadherin
종	인간
GeneID (Human)	1003
GeneID	1003
면역원	재조합 단백질: 인간 VE Cadherin (NP_001786.2)의 아미노산 621-784에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P33151
단백질 분자량	88kDa
배송	아이스백