

Wb, Elisa용 항Ve 카데린 토끼 다클론 항체 - P33151

품목 번호: CM0018698

소개

VE 카데린 토끼 pAb는 토끼에서 생성된 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 생쥐의 주요 내피 세포 접착 단백질인 VE 카데린(CD144)과 반응합니다(스위스프로트 P33151).

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	VE 카데린 토끼 pAb
비고/별칭	7B4; CD144; VE 카데린
종	인간
유전자ID (인간)	1003
유전자ID	1003
면역원	제조합 단백질 인간 VE 카데린(NP_001786.2)의 아미노산 259-358에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	P33151
단백질 분자량	88kDa
배송	아이스 팩