

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Ve-Cadherin Rabbit Polymab® 단일클론항체 - P33151 / P55284

품목 번호: CM0002778

소개

VE-Cadherin (CDH5)를 표적으로 하는 고품질 토끼 재조합 단일클론항체. WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증됨. 인간, 마우스, 랫트와 반응. 내피세포 생물학 및 혈관 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	VE-Cadherin Rabbit PolymAb®
비고/별칭	7B4; CD144
종	인간
유전자 ID (인간)	1003
유전자 ID	1003/12562
면역원	인간 VE Cadherin (NP_001786.2)의 아미노산 259-358 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P33151/P55284
단백질 무게	88kDa
배송	아이스팩