


Wb, Elisa용 항-Vegf-D 토끼 단클론 항체 - O43915

품목 번호: CM0003564



소개

웨스턴 블로팅 및 ELISA용 인간 VEGF-D(FIGF)를 표적으로 하는 재조합 토끼 단클론 항체입니다. 마우스 및 래트와 교차 반응하므로 다양한 종에서 혈관신생, 림프관신생 및 혈관 투과성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	VEGF-D 토끼 mAb
비고/별칭	FIGF; VEGF-D
종	인간
유전자 ID (인간)	2277
유전자 ID	2277
면역원	인간 VEGF-D (O43915)의 아미노산 200-300 영역 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O43915
단백질 분자량	40kDa
배송 방식	아이스백