


Wb 및 Elisa용 Anti-Vegf-D 토끼 다클로날 항체 - O43915

품목 번호: CM0017929



소개

VEGF-D 토끼 다클로날 항체는 사람 혈관 내피 성장 인자 D(FIGF)를 표적으로 하며, WB 및 ELISA에 이상적입니다. 이 항체는 혈관신생 및 림프관신생 연구를 지원하며, 일관된 성능을 발휘하도록 제조되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	VEGF-D Rabbit pAb
비고/별칭	FIGF; VEGF-D
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	2277
GeneID	2277
면역원(Immunogen)	사람 VEGF-D (NP_004460.1)의 아미노산 20-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human)
SWISS	O43915
단백질 분자량	40kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)