


## Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Vegf 토끼 단일클론 항체 - P15692

품목 번호: CM0004342



### 소개

WB, IF/ICC, ELISA에서 검증된 Anti-VEGF 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 VEGF(15-27/34-45 kDa)를 검출합니다. 혈관신생 및 저산소 혈관 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수           | 값                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| 제품명            | VEGF Rabbit mAb                                                |
| 비고/별칭          | VEGFA, MVCD1, VEGF, VPF, vascular endothelial growth factor A  |
| 종              | 인간                                                             |
| GeneID (Human) | 7422                                                           |
| GeneID         | 7422                                                           |
| 면역원            | 인간 VEGF 아미노산 38-135에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_001165094.1) |
| 원산             | 토끼                                                             |
| 범주             | 단일클론 항체                                                        |
| 응용             | WB, IF/ICC, ELISA                                              |
| 교차 반응성         | 인간, 마우스, 래트                                                    |
| SWISS          | P15692                                                         |
| 단백질 무게         | 15-27kDa/34-45kDa                                              |
| 배송             | 아이스백                                                           |