


Anti-Vegf 수용체 2 폴리클론항체 (Wb, Elisa 용) - P35968

품목 번호: CM0026648



소개

인간 VEGF 수용체 2 (KDR/FLK1)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 마우스 및 래트에 대한 교차 반응성을 보입니다. 혈관신생, 혈관 생물학 및 암 연구에 유용합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	VEGF 수용체 2 토끼 pAb
비고/별칭	FLK1; CD309; VEGFR; VEGFR2; VEGF 수용체 2
종	인간
GeneID (인간)	3791
GeneID	3791
면역원	인간 VEGF 수용체 2 (NP_002244.1)의 아미노산 1150-1250에 해당하는 서열의 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P35968
단백질 분자량	152kDa
배송	아이스백