


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Vegfa 폴리클론 항체 - P15692

품목 번호: CM0012979



소개

인간, 마우스, 래트에서 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 VEGFA(VPF, VEGF)에 대한 고품질 토끼 폴리클론 항체. 혈관신생 및 저산소증 연구에 이상적입니다. - P15692

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	VEGFA Rabbit pAb
비고/별칭	VPF; VEGF; MVCDI; VEGFA
종	인간
GeneID (인간)	7422
GeneID	7422
면역원	인간 VEGFA (NP_001165097.1)의 아미노산 91-191에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P15692
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스백