


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Vegfa 폴리클론항체 - P15692

품목 번호: CM0018406



소개

인간 VEGFA에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 혈관신생 및 저산소증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	VEGFA Rabbit pAb
비고/별칭	VPF; VEGF; MVCD1; VEGFA
종	인간
GeneID (Human)	7422
GeneID	7422
면역원	인간 VEGFA (NP_001165094.1)의 아미노산 100-200에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P15692
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스백