

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Vegfb 폴리클로날 항체 - P49765

품목 번호: CM0020978



소개

인간 VEGFB에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 혈관 내피 성장 인자 B(혈관신생 및 내피 세포 기능의 주요 조절 인자)를 표적합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	VEGFB Rabbit pAb
비고/별칭	VRF; VEGFL; VEGFB
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	7423
항원	인간 VEGFB (NP_003368.1)의 아미노산 30-121에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P49765
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스 백(Ice bag)