


Wb, If/Icc, Elisa용 Vegfr1/Flt-1 항토끼 다클론 항체 - P17948

품목 번호: CM0014324



소개

VEGFR1(FLT-1)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯, 면역형광 및 ELISA 응용 분야에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫드 샘플과의 교차 반응성을 나타냅니다. 혈관신생, 혈관 발달 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	VEGFR1 토끼 pAb
비고/별칭	FLT; FLT-1; VEGFR1; VEGFR-1
종	인간
GeneID (인간)	2321
GeneID	2321
면역원	재조합 단백질 인간 VEGFR1(NP_002010.2)의 아미노산 1100-1180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
항체 생산 종	토끼
분류	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P17948
단백질 분자량	151kDa
배송	아이스팩