


Fc용 Anti-Vegfr2/Cd309 단일클론 항체 - P35968

품목 번호: CM0008114



소개

인간 VEGFR2/CD309 (KDR/FLK1)에 대한 형광() 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석(FC)에 대해 검증되었습니다. 혈관신생 및 혈관 발달에 관여하는 수용체 티로신 키나제를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human VEGFR2/CD309 mAb
비고/별칭	FLK1; CD309; VEGFR; VEGFR2
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	3791
유전자 ID	3791
면역원(Immunogen)	인간 VEGFR2/CD309 재조합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	FC
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P35968
단백질 분자량	152kDa
배송	아이스백