

Wb 및 Elisa용 항-Vegfr2/Kdr/Flk-1/Cd309 토끼 다클론 항체 - P35918

품목 번호: CM0022151

소개

항-VEGFR2/KDR/Flk-1/CD309 토끼 다클론 항체. 마우스 시료를 사용한 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증되었습니다. 혈관신생 연구에 필수적인 혈관내피 성장인자 수용체 2를 표적으로 합니다. 혈관신생, 혈관 발달 및 VEGFR 신호전달 경로 연구를 위한 고품질 시약입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	VEGFR2/KDR/Flk-1/CD309 토끼 pAb
비고/별칭	orv; Flk1; Ly73; Flk-1; Krd-1; VEGFR2; VEGFR-2; sVEGFR-2; 6130401C07; VEGFR2/KDR/Flk-1/CD309
종	마우스
유전자 ID (인간)	3791
유전자 ID	16542
면역원	마우스 VEGFR2/KDR/Flk-1/CD309 (NP_034742.2)의 아미노산 20-762에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P35918
단백질 분자량	150kDa
배송 방식	아이스 팩