


Wb 및 Elisa용 Anti-Vegfr3/Flt4 토끼 다클로날 항체 - P35916

품목 번호: CM0016123



소개

인간 VEGFR3/FLT4에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 아미노산 1230-1329 내의 합성 펩타이드를 타겟으로 합니다. 림프관생성 및 암 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	VEGFR3/FLT4 Rabbit pAb
비고/별칭	PCL; CHTD7; FLT-4; FLT41; LMPH1A; LMPHM1; VEGFR3; VEGFR-3; VEGFR3/FLT4
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	2324
유전자 ID	2324
면역원(Immunogen)	인간 VEGFR3/FLT4 (NP_891555.2)의 아미노산 1230-1329 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P35916
단백질 분자량	153kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)