

Wb, Elisa용 Anti-Ventx 폴리클로널 항체 - O95231

품목 번호: CM0026937

소개

인간 VENTX에 대한 토끼 폴리클로널 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 발생 생물학 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	VENTX Rabbit pAb
비고/별칭	NA88A, HPX42B, VENTX2, VENTX
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	27287
면역원	인간 VENTX (NP_055283.1)의 아미노산 1-258에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	O95231
단백질 크기	28kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)