

웨스턴 블롯(Wb), Elisa용 Anti-Versican 단일클론항체 - P13611

품목 번호: CM0002539

소개

인간 Versican(CSPG2)에 대한 토끼 단일클론항체입니다. WB 및 ELISA에 적합하며, 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 아미노산 3200-3396에 매핑되는 재조합 면역원입니다. 세포외 기질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Versican Rabbit mAb
비고/별칭	WGN; ERVR; GHAP; PG-M; WGN1; CSPG2; Versican
종	인간
GeneID	1462
면역원	인간 Versican (P13611)의 아미노산 3200-3396에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P13611
단백질 분자량	373kDa
배송	아이스백