

Anti-Versican Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If-P, Elisa - P13611

품목 번호: CM0022046

소개

Versican 토끼 폴리클론항체는 WB, IF-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 versican (373 kDa)을 검출합니다. 세포외기질, 세포 운동성 및 분화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Versican Rabbit pAb
비고/별칭	WGN; ERVR; GHAP; PG-M; WGN1; CSPG2; Versican
종	인간
GeneID (인간)	1462
GeneID	1462
면역원	재조합 단백질 인간 Versican (NP_004376.2)의 아미노산 1400 1586에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P13611
단백질 분자량	373kDa
배송	아이스백