


Wb, Elisa용 항-Vgll4 다클론 항체 - Q14135

품목 번호: CM0020815



소개

인간 VGLL4를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 생쥐 및 쥐와 교차 반응합니다. 전사 조절 및 핵 보조활성화 기전 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	VGLL4 토끼 pAb
비고/별칭	VGL-4; VGLL4
종	인간
유전자 ID	9686 (인간)
면역원	인간 VGLL4 (NP_001121691.1)의 아미노산 96-296번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	생쥐, 쥐
SWISS	Q14135
단백질 분자량	31kDa
배송 방식	아이스팩