


Anti-Vgll4 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - Q80V24

품목 번호: CM0019211



소개

WB, IHC-P, ELISA에서 검증된 Anti-Vgll4 토끼 다클론 항체입니다. 사람, 마우스, 쥐와 교차 반응성을 가지며 전사 보조인자 Vgll4 연구에 적합합니다. 재조합 면역원 (아미노산 1-287)을 사용했습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	Vgll4 Rabbit pAb
비고/별칭	VGL-4, Vgll4
종	마우스
유전자ID (사람)	9686
유전자ID (마우스)	232334
면역원	마우스 Vgll4 (NP_808351.1)의 아미노산 1-287에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐
SWISS	Q80V24
단백질 분자량	31 kDa
배송 방식	아이스 팩