

Wb, If-P, Elisa용 항Vglut1 토끼 다클론 항체 - Q9P2U7

품목 번호: CM0020903

소개

VGLUT1 토끼 다클론 항체는 WB, IF-P, ELISA 응용 분야에 사용됩니다. 인간, 마우스, 래트에서 검증되었습니다. 신경과학 연구를 위해 소포성 글루타메이트 수송체 1(SLC17A7)을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	VGLUT1 토끼 pAb
비고/별칭	BNPI; VGLUT1; SLC17A7
종	인간
유전자ID (인간)	57030
유전자ID	57030
면역원	인간 VGLUT1 (NP_064705.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9P2U7
단백질 분자량	62kDa
배송	아이스팩