

웨스턴 블롯(Wb), 면역형광/세포화학(If/Icc), 면역조직화학 파라핀(Ihc-P), Elisa용 Anti-Vglut2 Rabbit Monoclonal Antibody - Q9P2U8

품목 번호: CM0009910

소개

인간 VGLUT2에 대한 재조합 토끼 단일클론 항체. 인간, 마우스, 쥐 조직에서 WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA 검증 완료. 시냅스 소포 및 흥분성 뉴런에서 글루탐산 수송 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	VGLUT2 Rabbit mAb
비고/별칭	DNPI; VGLUT2
종	인간
GeneID (Human)	57084
GeneID	57084
면역원	인간 VGLUT2 (NP_065079.1)의 아미노산 483-582에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q9P2U8
단백질 분자량	64kDa
배송	아이스팩