


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Vhl 토끼 다클론 항체 - P40337

품목 번호: CM0022103



소개

인간 VHL 종양 억제 단백질에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 유비퀴틴화 및 HIF 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	VHL 토끼 pAb
비고/별칭	RCA1; VHL1; pVHL; HRCA1; VHL
종	인간
유전자 ID (인간)	7428
유전자 ID	7428
면역원	합성 펩타이드 인간 VHL(NP_937799.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
항체 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	P40337
단백질 분자량	24kDa
배송	아이스팩