


Anti-Vhl 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용) - P40337

품목 번호: CM0017122



소개

VHL(pVHL, RCA1)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. HIF 경로 및 종양 억제 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	VHL Rabbit pAb
비고/별칭	RCA1; VHL1; pVHL; HRCA1; VHL
종	인간
유전자ID (인간)	7428
유전자ID	7428
면역원	인간 VHL(NP_000542.1)의 아미노산 87-186 서열에 해당하는 합성 펩티드
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P40337
단백질 분자량	24kDa
배송 방식	아이스 팩