

If, Ihc, Elisa용 항-Biii-튜불린 단클론 항체 - Q13509

품목 번호: CM0002273



소개

인간 TUBB3(βIII-튜불린, Q13509)를 표적으로 하는 마우스 단클론 항체입니다. IF, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 랫드와 교차반응합니다. 신경 발달, 축삭 유도 및 암 생물학 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	βIII-튜불린 마우스 mAb
비고/별칭	CDCBM; FEOM3; TUBB4; CDCBM1; CFEOM3; beta-4; CFEOM3A; [KD 검증완료] βIII-Tubulin
종	인간
유전자ID (인간)	10381
유전자ID	10381
면역원	제조합 단백질: 인간 TUBB3 (Q13509)의 아미노산 40-260에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
기원	마우스
카테고리	단클론 항체
적용 분야	IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
교차반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q13509
단백질 분자량	50kDa
배송 방식	아이스백