

Wb, If, Ihc-P, Elisa용 항-Biii-튜불린 토끼 단클론 항체 - Q13509

품목 번호: CM0003139



소개

인간 β III-튜불린(TUBB3)을 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, WB, IF, IHC-P, ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 생쥐 및 쥐와 교차 반응하며 신경과학 및 종양학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	β III-튜불린 토끼 mAb
비고/별칭	CDCBM; FEOM3; TUBB4; CDCBM1; CFEOM3; beta-4; CFEOM3A; β III-튜불린
종	인간
유전자ID (인간)	10381
유전자ID	10381
면역원	합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	Q13509
단백질 분자량	50 kDa
배송	아이스백